




体重計のセットアップ

1

本体に乾電池を取り付けます




本体の裏にある電池カバーをスライドして開け、 \oplus \ominus 極が正しい方向になるよう乾電池を入れ、カバーを閉めてください。

2

スマートフォンの接続先Wi-Fiを2.4GHzに設定してください

5GHzのWi-Fiでは連携できません。スマートフォンの接続先Wi-Fiを2.4GHzに設定しご利用ください。



2.4GHz



5GHz

スマートフォンの設定画面

iPhone



Android




- XXX-b
- XXX-g
- XXX2g
- XXX-2G


これらの文字が含まれている場合、2.4GHzに接続されています。
5GHzをご利用だった場合は、体重計の設定後元に戻しても問題ありません。

3 スマートフォンのBluetooth接続をONにしてください

iPhone



Android



Wi-Fiの初期設定作業は体重計にBluetoothで接続して行います。

専用アプリ「Feelfit」をダウンロードします



App Store

からダウンロード



Google Play


で手に入れよう



スマートフォンでAppStoreかGooglePlayを開き、「Feelfit」で検索して専用アプリをダウンロードしてください。上記のQRコードからもアクセス可能です。

5

「Feelfit」に登録をします



「登録する」をタップします

iPhoneの場合



アカウントを作成します

Android

ヘルプ

アカウント作成

メールアドレスでサインイン

Facebookでサインイン

Google IDでサインイン

Feelfitに同意します [利用規約](#) と [プライバシーポリシー](#)

iPhone

ヘルプ

アカウント作成

メールアドレスでサインイン

Apple IDでサインイン

Facebookでサインイン

Google IDでサインイン

Feelfitに同意します [利用規約](#) と [プライバシーポリシー](#)



登録する

あなたのメールにサインアップしてください。

日本

電子メール

パスワード最低6文字

登録する

新しいアカウントを作成してください。すでにFeelfitのアカウントをお持ちの場合は、ログインページで直接ログインできます。

利用規約とプライバシーポリシーをご確認後、Feelfitに同意しますにチェックを入れ、「メールアドレスでサインイン」を選択してください

メールアドレスとパスワードを入力し「登録する」をタップしてください


Bluetooth&位置情報の許可(Android)

Androidの場合、Bluetoothと位置情報をONにしていない場合、以下のアナウンスがあります。
BluetoothをONにし、位置情報は「許可」を選択してください



Bluetooth&位置情報の許可 (iPhone)

iPhoneの場合、Bluetoothと位置情報をONにしていない場合、以下のアナウンスがあります。
BluetoothをONにし、位置情報は「Appの使用中は許可」を選択してください





体重計とスマートフォンを、Bluetoothでペアリングします。
「健康」画面の「デバイスをバインド」を選択してください

体重計とスマートフォンのペアリング

靴下を脱いで体重計に乗ってください。ペアリング成功の画面に進むまで体重計から降りないでください


デバイスの検索



デバイスを接続
体重計きちんと踏まれていることを確認してください

● ● ● ●

デバイスの選択



ペアリング成功の場合

デバイスの検索




接続に失敗しました
体重計がきちんと踏まれていることを確認してください

再接続


失敗の場合、一度体重計から降り、「再接続」をタップし、再度体重計に乗ってください


体重計とスマートフォンのペアリング

「CS20M」を選択し、「バインド」をタップしてください。
これで体重計とスマートフォンのペアリングは完了しました。



Wi-Fi設定

次に、Wi-Fiの設定をおこないます。「WiFiの設定」を選択。画面に表示されているWi-Fiが2.4GHzであるかご確認ください。次に、Wi-Fiのパスワードを入力し、「」をタップし入力に誤りがないかご確認ください。最後に「接続」をタップしてください ※Feelfitアプリのパスワードではございませんので、ご注意ください



Wi-Fi設定

Wi-Fiの接続先を変更する場合は、お使いのスマートフォンの「設定」よりご希望のWi-Fiに接続し直し、Feelfitアプリに戻りますと、自動で反映されます。



Wi-Fi設定画面




Android



iPhone

体重計に乗ってください。「設定成功」が表示されたら「完了」を選択し、体重計から降りてください。





Wi-Fi接続が失敗になる場合

Wi-Fiパスワードの入力内容に誤りがある可能性がございます。
大文字・小文字等をお確かめの上、再度ご入力をお願いします。



パスワードが合っているにも関わらず、
「設定に失敗しました」となる場合、
Wi-Fiルーターを一度再起動(電源ON/OFF)していただくと、
接続に成功する可能性がございます。



Wi-Fi設定は完了しました。

「ホームページに移動します」を選択してください

計測用プロフィールを入力

ホームに戻り数秒後、下記画面に自動で遷移します。「性別」「身長」「誕生日」を入力後、「確定」ボタンをタップしてください

あなたについて

あなたのものを入力してください 性別、身長、誕生日、それはあなたにもっと鮮やかな経験を提供します。後でプロフィールで編集できます。

性別

身長

誕生日

確定

自動遷移しない場合は画面左上のアイコンをタップしてください

「性別」「身長」「誕生日」を入力後、「確定」ボタンをタップしてください

計測 (アプリを開いた状態)

「健康」画面に戻ります。
アプリを開いたまま
体重計に乗って計測します




計測データを受信しました。
アプリにもBluetoothの
アイコンが表示されます



Wi-Fi接続の検証 (アプリを閉じた状態)

Wifi接続ができているかを
確認するため
アプリを一度閉じてから
体重計に乗って計測します

体重計LEDにWi-Fiアイコンが表示



体重計からいつ降りていいの？

体重計に乗り、LEDに体重が点滅表示された後、□が□□□□□のように次々と表示されます。計測が完了した合図となりますので、□表示後に体重計から降りてください。

アプリを開き
最新データが反映
されているかご確認ください




体重計の0補正

継続してお使いいただく前に、0補正 (CAL:キャリブレーション) を行ないます。




体重計に乗り、LEDが「XX kg」と表示されたら、すぐに降りてください。

LED表示が「XX kg」→「CAL」→「0」に変われば、0補正は完了です。



正式に計測するためには、もう一度体重計に乗ってください。
「0」が左右にスクロールして再び体重が表示されると完了です。

LED表示のご説明



正しい表示



Wi-Fiで接続されています



Wi-Fi&Bluetoothで接続されています

※計測時に、近くで専用アプリを開いていると、この状態で表示されます

(表示なし)

電池が入っていない
電池が切れた



体重計がWi-Fiに
繋がっていない



低電力

※新しい電池に交換
してください



最大計量を超過

※最大計量は150kgです



キャリブレーション

※0補正中に表示
されます